

FH Aachen

Faculty Electrical Engineering and Information Technology

Information Systems Engineering

Master Thesis

Development of a hardware and software framework for the automated characterization of permanent magnets for low-field MRI systems

Submitted by

Marcel Werner Heinrich Friedrich Ochsendorf

Matriculation number: **3120232**

Examiner:

Prof. Dr.-Ing. Thomas Dey

Examiner:

Prof. Dr.-Ing. Volkmar Schulz

Date:

01.01.2024

Erklärung

I hereby declare that I have prepared this thesis independently and without outside assistance. Text passages, which are based literally or in the sense on publications or lectures of other authors, are marked as such. The work has not yet been submitted to any other examination authority and has not yet been published.

Aachen, _____, _____

Abstract

In the construction of low-field MRI devices based on permanent magnets, a large number of magnets are used. In order to realize a homogeneous B0 field with these magnets, which is necessary for many setups, the magnetic properties of these magnets have to be as similar to a certain degree. Due to the complex manufacturing process of neodymium magnets, the different properties, the direction of magnetization, can deviate from each other, which affects the homogeneity of the field. To adjust the field afterwards, a passive shimming process is typically performed, which is complex and time-consuming and requires manual corrections to the magnets used. To avoid this process, magnets can be systematically measured in advance. In this methodology, the recording, data storage and subsequent evaluation of the data play an important role. Various existing open-source solutions implement individual parts, but do not provide a complete data processing pipeline from aquation to analysis and the data storage formats of these are not compatible to each other. For this use case, the MagneticReadoutProcessing library was created, which implements all major aspects of acquisition, storage, analysis, and each intermediate step can be customized by the user without having to create everything from scratch, favoring an exchange between different user groups. Complete documentation, tutorials and tests enable users to use and adapt the Framework as quickly as possible. The framework for the characterisation of different magnets, which requires the integration of magnetic field sensors, was used for the evaluation.

Inhalt

1	Introduction	1
1.1	Background and Motivation	1
1.1.1	Low-Field MRI	1
1.1.2	Shimming procedure	1
1.2	Aim of this Thesis	1
1.3	Structure	1
2	State of the art	2
2.1	Opensource projects	2
2.2	Conceptual design	2
3	Unified Sensor	3
3.1	Sensor selection	3
3.2	Mechanical Structure	4
3.3	Electrical Interface	4
3.4	Firmware	4
3.4.1	Command Line Interface (CLI)) Interface	5
3.5	Sensor Syncronisation	6
3.6	Example Sensors	6
3.6.1	1D: Single Sensor	6
3.6.2	1D: Dual Sensor	6
3.6.3	Full-Sphere	6
3.6.4	Integration of an Professional Teslameter	7
4	Software readout framework	8
4.1	Library requirements	8
4.1.1	Concepts	8
4.1.2	User interaction points	8
4.1.3	Export	8
4.1.4	Multi-Sensor setup	9
4.1.5	Examples	12

5 Usability improvements	13
5.1 Commandline interface	13
5.2 Programmable data processing pipeline	13
5.3 Package distribution	14
5.3.1 Documentation	16
5.3.2 Tests	18
6 Evaluation	19
6.1 Prequesites for evaluation	19
6.2 Evaluation confiugration	19
6.2.1 Sensor readout	19
6.2.2 Processing pipeline	19
6.3 Test scenarios	19
6.4 Results	19
7 Conclusion and dicussion	20
7.1 Conclusion	20
7.2 Problems	20
7.3 Outlook	20
Literaturverzeichnis	21
Abbildungsverzeichnis	23
Tabellenverzeichnis	24

1 Introduction

1.1 Background and Motivation

1.1.1 Low-Field MRI

1.1.2 Shimming procedure

1.2 Aim of this Thesis

1.3 Structure

2 State of the art

2.1 Opensource projects

2.2 Conceptual design

- Entwicklung eines hardware und software framework zur einfachen Aquirierung von Magnetfelddaten
- Analysetools und Funktionen

3 Unified Sensor

- ziel ist es einen low cost hallsensor-interface zu entwickeln welcher möglichst universell
- verschiedene sensoren abbilden kann
- mit verschiedenen magneten typen und formen nutzbar
- reproduzierbar
- 1d, 2d, 3d
- integration

3.1 Sensor selection

Tabelle 3.1: Implemented digital halleffect sensors

	TLV493D-A1B6	HMC5883L	MMC5603NJ	AS5510
Readout-Axis	3D	3D	3D	1D
Temperature-Sensor	yes	no	yes	no
Resolution [uT]	98	0.2	0.007	48
Range [mT]	±130.0	±0.8	±3	±50
Interface	Inter-Integrated Circuit (I2C)	I2C	I2C	I2C

- for higher ranges analog sensoren nutzen welche jedoch eine aufwändiger schaltung erfordern
- datenblätter links ergänzen
- alle i2c in der regel, welches eine einfache integration ermöglicht
- eingebauter temperatursensor ermöglicht temperaturkompensation
- conrad teslameter mit separaten temperatursensor

3.2 Mechanical Structure

- 3d druck toleranztest
- magnet halterung mit kraftloser arretierung
- motoren und andere unter umständen magnetische teile in der nähe des sensors
- nylon schrauben, 3d druck, 3d gedruckte klemmverbindungen
- später rausrechnen durch kalibierung

3.3 Electrical Interface

- usb, ethernet
- pps input output
- multiplexer for i2c sensors already implemented

3.4 Firmware

- automatic sensor detection ablaufdiagramm erst nach i2c geräte scannen dann analog versuchen
- serial cli support for manual mode
- sync impulse => 1 mastersensor als taktquelle
- interne mittelung und speichern der werte im buffer ringbuffer welcher bei jedem sync impuls neu belegt wird

```
help
=====
> help           shows this message
> version        prints version information
> id             sensor serial number for identification purposes
> sysstate       returns current system state machine state
> opmode          returns 1 if in single mode
> sensorcnt     returns found sensorcount
> readsensor x <0-senorcount> returns the readout result for a given sensor index for X axis
> readsensor y <0-senorcount> returns the readout result for a given sensor index for Y axis
> readsensor z <0-senorcount> returns the readout result for a given sensor index for Z axis
> readsensor b <0-senorcount> returns the readout result for a given sensor index for B axis
> temp            returns the system temperature
> anc <base_id> perform a autonumbering sequence manually
> ancid           returns the current set autonumbering base id (-1 in singlemode)
> reset            performs reset of the system
> info             logs sensor capabilities
> commands         lists sensor implemented commamnds which can be used by hal
=====
```

Bild 3-1: Sensors CL-Interface

```
readsensor b 0
3279.99
```

Bild 3-2: Query sensors b value using CLI

- 2. core übernimmt mittelung und auswertung
- was durch den user implementiert werden muss klasse

3.4.1 CLI) Interface

- einfache bedienung durch nutzer auch ohne weitere software
- configuration
- debugging




Bild 3-3: 1D sensor contrsuction with universal magnet mount

3.5 Sensor Syncronisation

3.6 Example Sensors

anbei werden drei erschienee sensoren für unterschiedliche anwendungfälle tablle statisch dynamisch

3.6.1 1D: Single Sensor

- einfacherster aufbau rp pico + sensor

3.6.2 1D: Dual Sensor

- gleicher abstand zwei gleicher sensoren
- schnelle erkennung der plarisationsebene ggf offset vom mittelpunkt dieser

3.6.3 Full-Sphere

- komplexester aufbau sensor + mechanik
- polar mechanisches system
- full sphere sensor




Bild 3-4: Full-Sphere sensor implementation using two Nema17 stepper motors in a polar coordinate system

3.6.4 Integration of an Professional Teslameter

- einfach anbindung professioneller teslameter
- Voltkraft

4 Software readout framework

4.1 Library requirements

4.1.1 Concepts

- beispiele für projekte welche nur einzelne schnritte implementieren
- so kann man sich auf die implementierung

4.1.2 User interaction points

- grafik zeigen
- einzelne module erläutern

HAL

- aufbau hal im grunde wird nur ein die commandos an das sensor cli weitergegeben
- alle sensoren implementieren mehr oder weniger die gleichen befehle
- hal gibt nur weiter und ist “dumm”

Visualisation

4.1.3 Export

- format import export




Bild 4-1: MRPlib COMPLETE FLOW

- matlab

Meta-Data

4.1.4 Multi-Sensor setup

At the current state of implementation, it is only possible to detect and use sensors that are directly connected to the Personal Computer (PC) with the library. This has the disadvantage that there must always be a physical connection. This can make it difficult to install multiple sensors in measurement setups where space or cable routing options are limited. To make sensors connected to a small [remote](#) PC available on the network, the [Proxy](#) module has been developed. This can be a single board computer (e.g. a Raspberry Pi). The small footprint and low power consumption make it a good choice. It can also be used in a temperature chamber. The approach of implementing this via a Representational State Transfer (REST) interface also offers the advantage that several measurements or experiments can be recorded at the same time with the sensors.

Another application example is when sensors are physically separated or there are long distances between them. By connecting several sensors via the proxy module, it is possible to link several instances and all sensors available in the network are available




Bild 4-2: MRPlib Proxy Module




Bild 4-3: mrp proxy multi

to the control PC.

The graphic 4-3 shows the modified `multi-proxy - multi-sensor` topology. Here, both proxy instances do not communicate directly with the control PC, but `remote (+pc)#2` is connected to `remote (+pc)#1`. This is then visible as a sensor opposite the Control PC, even if there are several proxy instances behind it.

Network-Proxy

The graphic 4-2 shows the separation of the various Hardware Abstraction Layer (HAL) instances, which communicate with the physically connected sensors on the `remote-PC`

and the `control`-PC side, which communicates with the remote side via the network. For the user, nothing changes in the procedure for setting up a measurement. The proxy application must always be started on the `remote` PC side.

```

1      # START PROXY INSTNACE WITH TWO LOCALLY CONNECTED SENSORS
2      $ python3 mrppproxy.py proxy launch /dev/ttySENSOR_A /dev/
3          ttySENSOR_B # add another proxy instance http://
4          proxyinstance_2.local for multi-sensor, multi-proxy
5          chain
6      Proxy started. http://0.0.0.0:5556/
7      PRECHECK: SENSOR_HAL: 1337 # SENSOR A FOUND
8      PRECHECK: SENSOR_HAL: 4242 # SENSOR B FOUND
9      Terminate [Y/n] [y]:
```

After the proxy instance has been successfully started, it is optionally possible to check the status via the REST interface:

```

1      # GET PROXY STATUS
2      $ wget http://proxyinstance.local:5556/proxy/status
3      {
4          "capabilities": [
5              "static",
6              "axis_b",
7              "axis_x",
8              "axis_y",
9              "axis_z",
10             "axis_temp",
11             "axis_stimestamp"
12         ],
13         "commands": [
14             "status",
15             "initialize",
16             "disconnect",
17             "combinedsensorcnt",
18             "sensorcnt",
19             "readsensor",
20             "temp"
21         ]
22
23     # RUN A SENSOR COMMAND AND GET THE TOTAL SENSOR COUNT
24     $ wget http://proxyinstance.local:5556/proxy/command?cmd=
25         combinedsensorcnt
26     {
27         "output": [
28             "2"
29     ]
30 }
```

The query result shows that the sensors are connected correctly and that their capabilities

have also been recognised correctly. To be able to configure a measurement on the other, only the Internet Protocol (IP) address or host name of the remote PC is required:

```
1 # CONFIGURE MEASUREMENT JOB USING A PROXY INSTANCE
2 $ python3 mrpproxy.py proxy launch /dev/ttySENSOR_A /dev/
    ttySENSOR_B
```

Sensor Syncronisation

Another important aspect when using several sensors via the proxy system is the synchronisation of the measurement intervals between the sensors. Individual sensor setups do not require any additional synchronisation information, as this is communicated via the Universal Serial Bus (USB) interface. If several sensors are connected locally, they can be connected to each other via their sync input using short cables. One sensor acts as the central clock (see chapter 3.5). However, this no longer works for long distances and the syncronisation must be made via the network connection.

If time-critical synchronisation is required, Precision Time Protocol (PTP) and Puls Per Second (PPS) output functionality can be used on many single-board computers, such as the RaspberryPi Compute Module.

- was ptp, bild pps output
- alle clients über ptp verbunden
- dso bild von jeff gerling über rpi4 ptp

Command-Router

- nummerierung zuerst lokale sensoren dann weitere proxy sensoren
- commando templating

4.1.5 Examples

5 Usability improvements

5.1 Commandline interface

- automatische sensor dedetion
- planung verschiedener messungen mit untersch. hardware
- zentrale abarbeitung

5.2 Programmable data processing pipeline

- datenanalyse für nicht programmierer
- automatisierter aufbau der call-tree
- mit typcheck
- alle funktionen mit bestimmmer signatur werden automatisch aus globals geladen und stehen nutzer zur verföhung

```
1 # pipeline_example_measurement_processing.yaml
2 settings:
3   enabled: true
4   export_intermediate_results: false
5   name: pipeline_example_measurement_processing
6
7 stage import_readings:
```




Bild 5-1: example measurement analysis pipeline

```
8     function: import_readings
9     parameters:
10        IP_input_folder: ./readings/fullsphere/
11        IP_file_regex: 360_(.)*.mag.json
12
13    stage import_bias_reading:
14        function: import_readings
15        parameters:
16            IP_input_folder: ./readings/fullsphere/
17            IP_file_regex: bias_reading.mag.json
18
19    stage apply_bias_offset:
20        function: apply_sensor_bias_offset
21        parameters:
22            bias_readings: stage import_bias_reading
23            readings_to_calibrate: stage import_readings
24
25    stage apply_temp_compensation:
26        function: apply_temperature_compensation
27        parameters:
28            readings_to_calibrate: stage import_readings
29
30    stage plot_normal_bias_offset:
31        function: plot_readings
32        parameters:
33            readings_to_plot: stage apply_temp_compensation
34            IP_export_folder: ./readings/fullsphere/plots/
35            IP_plot_headline_prefix: Sample N45 12x12x12 magnets
36            calibrated
37
38    stage export_readings:
39        function: export_readings
40        parameters:
41            readings_to_plot: stage apply_temp_compensation
42            IP_export_folder: ./readings/fullsphere/plots/
```

5.3 Package distribution

One important point that improves usability for users is the simple installation of the library. As it was created in the Python programming language, there are several public package directories where users can provide their software modules. Here, [PyPi\[5\]](#)[5-2\[4\]](#) is the most commonly used package directory and offers direct support for the package installation programm Python Package Installer (PIP).

In doing so, PIP not only manages possible package dependencies, but also manages

5 Usability improvements




Bild 5-2: MagneticReadoutProcessing library hosted on PyPi

the installation of different versions of a package. In addition, the version compatibility is also checked during the installation of a new package, which can be resolved manually by the user in the event of conflicts.

```
1 # https://pypi.org/project/MagneticReadoutProcessing/
2 # install the latest version
3 $ pip3 install MagneticReadoutProcessing
4 # install the specific version 1.4.0
5 $ pip3 install MagneticReadoutProcessing==1.4.0
```

To make the library compatible with the package directory, Python provides separate installation routines that build a package in an isolated environment and then provide an installation [wheel](#) archive. This can then be uploaded to the package directory.

Since the library requires additional dependencies (e.g. `numpy`, `matplotlib`), which cannot be assumed to be already installed on the target system, these must be installed prior to the actual installation. These can be specified in the library installation configuration `setup.py` for this purpose.

```
1 # $ cat ./setup.py
2
3 # dynamic requirement loading using 'requirements.txt'
4 req_path = 'requirements.txt'
5 with pathlib.Path(req_path).open() as requirements_txt:
6     install_requires = [str(requirement) for requirement in
7                         pkg_resources.parse_requirements(requirements_txt)]
8
9 setup(name='MagneticReadoutProcessing',
10       version='1.4.3',
11       url='https://github.com/LFB-MRI/MagnetCharacterization',
12       packages=[ 'MRP', 'MRPcli', 'MRPudpp', 'MRPproxy'],
13       install_requires=install_requires,
14       include_package_data=True,
15       package_data={"": [ "**/*.*.mag.json", " */*.yaml", " */*.yml"]})
```




Bild 5-3: MagneticReadoutProcessing documentation hosted on ReadTheDocs

```
15     '**/*.html", "*/.*.js", "*/.*.css", "*/.*.md", "16
16     */.*.json", "*/.*.ts", "*/.*.xml"]},17
17     entry_points={18
18         'console_scripts': [
19             'MRPCli = MRPCli.cli:run',
20             'MRPUdpp = MRPUdpp.uddp:run',
21             'MRPproxy = MRPproxy.mrpproxy:run'
22         ]
22     }
```

To make the CLI scripts written in Python easier for the user to execute without having to use the `python3` prefix. This has been configured in the installation configuration using the `entry_points` option, and the following commands are available to the user:

- `MRPCli --help` instead of `python3 cli.py --help`
- `MRPUdpp --help` instead of `python3 udpp.py --help`
- `MRPproxy --help` instead of `python3 proxy.py --help`

In addition, these commands are available globally in the system without the terminal shell being located in the library folder.

5.3.1 Documentation

In order to provide comprehensive documentation for the user, the source code was documented using Python-`docstrings`[6]. This includes, among other things:

5 Usability improvements

- Function description
- Input parameters - `param` and `type`
- Return value - `returns`, `rtype`

```
1      # MRPDataVisualisation.py - example docstring
2      def plot_temperature(_readings: [MRPReading.MRPReading],
3                            _title: str = '', _filename: str = None, _unit: str = "degree C") -> str:
4          """
5              Plots a temperature plot of the reading data as bar-
6              graph figure
7
8              :param _readings: readings to plot
9              :type _readings: list(MRPReading.MRPReading)
10
11             :param _title: Title text of the figure, embedded into
12                 the head
13             :type _title: str
14
15             :param _filename: export graphic to an given absolute
16                 filepath with .png
17             :type _filename: str
18
19             :returns: returns the filepath of the generated .png
20                 image file
21             :rtype: str
22             """
23
24
25         if _readings is None or len(_readings) <= 0:
26             raise MRPDataVisualizationException("no readings
27                 in _reading given")
28         num_readings = len(_readings)
29         # ...
```

Since ‘docstrings’ only document the source code, but do not provide simple how-to-use instructions, the documentation framework [Sphinx](#)[1] was used for this purpose. This framework makes it possible to generate Hypertext Markup Language (HTML) or Portable Document Format (PDF) documentation from various source code documentation formats, such as the used [docstrings](#). These are converted into a Markdown format in an intermediate step and this also allows to add further user documentation such as examples or installation instructions.

In order to make the documentation created by [Sphinx](#) accessible to the user, there are, as with the package management by [PyPi](#) services, which provide Python library documentation online.

[3]

[2]

5-3

5.3.2 Tests

6 Evaluation

6.1 Prequesites for evaluation

6.2 Evaluation configuation

6.2.1 Sensor readout

6.2.2 Processing pipeline

6.3 Test scenarios

6.4 Results




Bild 6-1: testmagnets in holder

7 Conclusion and dicussion

7.1 Conclusion

7.2 Problems

7.3 Outlook

- magfield camera

Literaturverzeichnis

- [1] DEVELOPERS, Sphinx: *Sphinx makes it easy to create intelligent and beautiful documentation.* <https://www.sphinx-doc.org/en/master/>. Version: 01.01.2024
- [2] Docs, Inc Read t.: *MagneticReadoutProcessing - ReadTheDocs.* <https://magneticreadoutprocessing.readthedocs.io/en/latest/index.html>. Version: 01.01.2024
- [3] Docs, Inc Read t.: *ReadTheDocs - Build, host, and share documentation, all with a single platform.* <https://readthedocs.com>. Version: 01.01.2024
- [4] FOUNDATION, Python S.: *MagneticReadoutProcessing - PyPi.* <https://pypi.org/project/MagneticReadoutProcessing/>. Version: 01.01.2024
- [5] FOUNDATION, Python S.: *PyPi - The Python Package Index (PyPI) is a software directory for the Python programming language.* <https://pypi.org>. Version: 01.01.2024
- [6] FOUNDATION, Python S.: *Python Enhancement Proposals - Docstring Conventions.* <https://peps.python.org/pep-0257/>. Version: 01.01.2024

Akronyme

CLI Command Line Interface. 5, 16

HAL Hardware Abstraction Layer. 10

HTML Hypertext Markup Language. 17

I2C Inter-Integrated Circuit. 3

IP Internet Protocol. 12

PC Personal Computer. 9–12

PDF Portable Document Format. 17

PIP Python Package Installer. 14

PPS Puls Per Second. 12

PTP Precision Time Protocol. 12

REST Representational State Transfer. 9, 11

USB Universal Serial Bus. 12

Abbildungsverzeichnis

3-1	Sensors CL-Interface	5
3-2	Query sensors b value using CLI	5
3-3	1D sensor contrsuction with universal magnet mount	6
3-4	Full-Sphere sensor implementation using two Nema17 stepper motors in a polar coordinate system	7
4-1	MRPlib COMPLETE FLOW	9
4-2	MRPlib Proxy Module	10
4-3	mrp proxy multi	10
5-1	example measurement analysis pipeline	13
5-2	MagneticReadoutProcessing library hosted on PyPi	15
5-3	MagneticReadoutProcessing documentation hosted on ReadTheDocs	16
6-1	testmagnets in holder	19

Tabellenverzeichnis

3.1 Implemented digital halleffect sensors	3
--	---